



じりつかつどう けんしゅうぶ
自立活動・研修部インフォメーション

でんでんむし

れいわ ねん がつごう
令和4年5月号

あいちけんりつおかざきろうがっこう
愛知県立岡崎聾学校



自分の補聴器、人工内耳について、知っておこう



みなさんは、自分の補聴器や人工内耳について、どのくらい知っていますか。今回のでんでんむしを使って、改めて、チェックしてみましょう。分からないときは、担任の先生や自立活動・研修部の先生、家族と一緒に確認しましょう。そして、自分の補聴器や人工内耳について尋ねられたときには自分で答えられるようにしておきましょう。

①補聴器・人工内耳のメーカーの名前を書きましょう。

②補聴器・人工内耳の機種名と番号を調べて書きましょう。

みぎみみ
○右耳



きしゅめい
機種名

ばんごう
番号

ひだりみみ
○左耳

きしゅめい
機種名

ばんごう
番号

③補聴器・人工内耳を購入している業者の名前を書きましょう。

④補聴器・人工内耳を購入した時期を書きましょう。

どう表現しますか？

新年度は、身体測定や検診など、保健室に行く機会が多いですね。保健室に入るときに「しつれいします」という挨拶をしていると思いますが、手話はどう表現していますか。友だちや家族はどう表現していますか。改めて、確認し合ってみましょう。

紹介

遠足や連休などで、動物園や水族館に行った人もいます。本や図鑑、インターネットで見た動物について調べてみるのもいいですね。インターネットの「手話で楽しむ生きものずかん」というサイトでは、いろいろな生き物についての説明を見ることができます。

そうごう し えんほう みみ がた ほ ちょう き しょうかい さいしんばん
総合支援法 耳かけ形 デジタル補聴器の紹介(最新版)

しゅよう ほ ちょう き だ そうごう し えんほうたいおう ほ ちょう き みみ がた おも
主要な補聴器メーカーから出されている総合支援法対応のデジタル補聴器(耳かけ形)の主
なものを紹介します。

メーカー	たいしゅう 対象	き しゅめい 機種名	ほんたい 本体 しよく 色	ぼうすい 防水 ぼうじん 防塵	ざつ おん 音 よく 抑 せい 制	し こうせい 指向性 き のう 機能	ハウリング よくせい 抑制	LED	アプリ
シグニア	こう ど なんちよう 高度難聴	コントラストHP+	3	IP67	○	○	○	×	○
	じゅう ど なんちよう 重度難聴	コントラスト SP+	3	IP67	○	○	○	○	
ワイデックス	こう ど なんちよう 高度難聴	E-FM E05G E-FA E05G E-FP E05G	6	IP68	○	○	○	×	○
	じゅう ど なんちよう 重度難聴	ME5-SPG	5	IP58	○	○	○		
GN リサウンド	こう ど なんちよう 高度難聴	アルビオ577DW	7	IP68	○	○	○	×	×
	じゅう ど なんちよう 重度難聴	アルビオ588-DW アルビオ598-DW	7	IP68	○	○	○		
フォナック	こう ど なんちよう 高度難聴	スカイ M-30SP スカイ B-30SP	11 (7) 8 (7)	IP68	○	○	○	○	×
	じゅう ど なんちよう 重度難聴	スカイ B-30UP	11	IP68	○	○	○		
リオネット	こう ど なんちよう 高度難聴	HB-G9H	4	耐汗コ ート	○	○	○	×	×
	じゅう ど なんちよう 重度難聴	HB-G7H	7		○	○	○		
オーティコン	こう ど なんちよう 高度難聴	オープンプレイ2PP	12	IP68	○	○	○	○	○
	じゅう ど なんちよう 重度難聴	エクシードプレイ 2SP/UP	12	IP68	○	○	○		
スターキー	こう ど なんちよう 高度難聴	Livio I000 aw RIC	4	IP58	○	○	○	×	×
	じゅう ど なんちよう 重度難聴	Livio I000 aw RIC AP Livio I000awBTE00	4	IP58 IP68	○	○	○		
	こう じゅう ど なんちよう 高～重度難聴	ARIES PRO BTE	1		○	○	○		

※IP規格とは、国際団体で定められている防水・防塵の規格のこと。数字が大きいほど保護の度合いが高
くなります。

※フォナックの()内の数字は、イヤフックの色の選択数です。